

Bima hålsits

Dyna med hål för avlastning av området runt svanskota, rektum och underliv. Brukaren kan besväras av hemorrojder, fraktur på svanskotan, bristning efter förlösning mm.

Tillverkas i två utföranden, lätt och standard.

1. Lätt har en mjukare dynbas som i de flesta fall passar för smärtekänsliga brukare.
2. Standard har en fastare dynbas. Passar de som vill sitta stadigt, med en mer tydlig avlastning.



Mått

| Art.nr | Mått | Max brukarvikt |
|--------|----------------------|----------------|
| B312 | Kil 39x36x8/2cm lätt | 70kg |
| B312-2 | 39x36x7,5 lätt | 90kg |
| B314 | Kil 39x36x8/2cm std | 125kg |
| B315 | 40x40x7,5cm lätt | 125kg |
| B316 | 45x45x7,5cm lätt | 140kg |

Överdraget tillverkas av blå laminerad plysch för att ge komfort och luftighet.

Överdraget är monterat med motsatt fiberriktning för att förhindra framåtgång.

Rekonditionering: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Fakta

Klassificering: Dynor med direkt avlastning
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: 36x39x8/2cm lätt 0,6kg/ standard 0,8kg

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Material i dyna: lätt – fast polyeter/ standard – regenererad polyeter

Material i överdrag: Blå laminerad velour

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5
432 74
TRÅSLÖVSLÄGE
Telefon 0340-41950
info@bimaplastteknik.se
www.bimaplastteknik.se