

Kildyna för bil

Kildyna som används för att positionera bäckenet framåt. Dynan används i bilsäte. Kildynan har en svagt kupad botten för att kompensera skålningen i sätet. Bakkanten har vinklade hörn för att passa mot ryggen i de flesta bilsäten.



Sittytan är monterad med motsatt luggriktning. Det förhindrar brukaren att glida framåt och samtidigt underlättar det sidoförflyttningar och förflyttning bakåt.



På dynans bakkant finns en rem med snäpplås för att spänna fast dynan i bilsätet för att undvika "underglidning" vid kollision. Dynan är även försedd med anti-glid material på undersidan.

Mått

Art.nr	Mått	Brukarvikt (max)
B350	40x43x6/2cm	135 kg

Fakta

Klassificering: Dynor för positionering
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: 1,0 kg

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Material i dyna: Regenererad skumplast 100kg/m³, höglastisk polyeter 80kg/m³.

Material överdrag: Trevira CS laminerad plysch, anti-glidtextil, PP-rem, fixlock spänne.

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE
Telefon 0340-41950
Fax 0340-41790
info@bimaplastteknik.se
www.bimaplastteknik.se