

Enkelt svankstöd

Ett litet enkelt svankstöd som finns i två olika hårdheter, mjuk och medium.

Fastsättning med resårband.

Överdrag av svart polyester manchester.



Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. Med vatten och tvällösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel.

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Mått

| Art.nr | Benämning/ mått |
|--------|----------------------------|
| B650 | Svankstöd medium 35x17x4cm |
| B65040 | Svankstöd medium 40x17x4cm |
| B651 | Svankstöd mjuk 35x17x4cm |

Fakta


Klassificering: Ryggdynor

ISO-kod 180945

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: Medium 35x17x4cm: 120g

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG 

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Material i dynbas: Polyeter 55kg/m³ resp. 50kg/m³

Material i överdrag: Svart FR polyester manchester

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790

info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se



BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård